

Manual utilizare IH58

Cunoasterea produsului

Stimată clientă, stimat client,
Ne bucurăm că ați optat pentru un produs din sortimentul nostru.
Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate riguros,
din domenii precum căldură, greutate, tensiune, temperatură
corporală, puls, terapie, masaj și aer.

Cu deosebită considerație
Echipa dumneavoastră Beurer

Aria de aplicare

Acest nebulizator este un dispozitiv de inhalare pentru atomizarea
lichidelor și a medicațiilor lichide (aerosoli) și pentru tratarea căilor
aerene superioare și inferioare.

Prin nebulizare și inhalare a medicamentelor prescrise / recomandate
de medicul dumneavoastră, puteți preveni bolile afectarea căilor
aerene sau în cazul în care contractați o astfel de boală, puteți atenua
simptomele și crește viteza de recuperare. Adresați-vă medicului sau
farmacistului pentru informații suplimentare despre potențialele
aplicații.

Dispozitivul este potrivit pentru uz casnic. Medicația prin inhalator
trebuie utilizată numai în urma instrucțiunilor în acest sens de la un
medic. Asigurați-vă că sunteți calm și relaxat când inhalați
medicamentele și respirați lent și profund pentru a vă asigura că
medicația ajunge chiar până la bronhiile inferioare. Respirați
normal. Dispozitivul nu trebuie calibrat.

După ce a fost pregătit corect, dispozitivul poate fi folosit din nou.
Pregătirea presupune înlocuirea tuturor accesoriilor, inclusiv
atomizatorul și filtrul de aer și dezinfectarea suprafeței dispozitivului
folosind un standard dezinfectant. Vă rugăm să rețineți că toate
accesoriile ar trebui să fie înlocuite dacă dispozitivul este utilizat de mai
mult de o persoană.

Pericole și note de siguranță

Avertizare!

- Înainte de utilizare, asigurați-vă că nu există nicio deteriorare vizibilă a dispozitivului sau a accesoriilor. Dacă aveți îndoieli, nu folosiți dispozitivul și contactați vânzătorul sau distribuitorul la adresa specificată pentru Serviciul Clienți.
- În caz de defecțiuni ale dispozitivului, consultați Capitolul „10. Depanare”.
- Dispozitivul nu este un înlocuitor al consultării și tratamentului medical. Consultați întotdeauna medicul înainte de utilizare dacă suferiți orice durere sau suferiți de o boală.
- Dacă aveți probleme de sănătate de orice fel, consultați-vă doctorul.
- Vă rugăm să rețineți măsurile generale de igienă atunci când folosiți atomizatorul.
- Ar trebui să urmați întotdeauna instrucțiunile medicului dvs. cu privire la tipul de medicație utilizat, dozarea, precum și frecvența și durata inhalării.
- Utilizați numai medicamente prescrise sau recomandate de un medic sau farmacist.

Vă rugăm să rețineți:

Pentru tratament, utilizați numai piese indicate de medicul
dumneavoastră conform diagnosticului particular.

- Verificați dacă există contraindicații pentru utilizarea sistemelor obișnuite de tratament cu aerosoli pe prospectul cu instrucțiuni ale medicamentelor.
- Dacă dispozitivul nu funcționează corect sau vă simțiți rău sau experimentați durere, opriți-l imediat din utilizare.
- Țineți dispozitivul departe de ochi atunci când este folosit, întrucât ceața medicamentelor ar putea fi dăunătoare.
- Nu sunt permise modificări ale dispozitivului.
- Nu folosiți niciodată dispozitivul lângă gaze inflamabile, oxigen sau oxid de azot.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu dificultăți fizice, senzoriale (de exemplu, sensibilitate redusă la durere) sau abilități mentale sau lipsă de experiență și / sau lipsa de cunoștințe, dacă nu sunt supravegheate de către o persoană care este responsabilă pentru siguranța sau sunt instruite de o astfel de persoană cu privire la modul de utilizare a dispozitivului. Dispozitivul trebuie să fie oprit și cablul de alimentare scos înaintea fiecărei proceduri de curățare și / sau întreținere.
- Țineți materialul de ambalare departe de copii (risc de sufocare).
- Pentru a evita riscul de strangulare, stocați cablurile și liniile de aer departe de accesul copiilor mici.
- Nu folosiți piese suplimentare care nu sunt recomandate de producător.
- Dispozitivul trebuie să fie conectat numai la tensiunea de rețea specificată pe plăcuța tipică.
- Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă și nu îl folosiți în baie. În niciun caz lichidul nu poate intra în dispozitiv.
- Protejați dispozitivul împotriva impactului puternic.
- Nu atingeți niciodată cablul micro USB cu mâinile ude, pentru ca sunteți în pericol de șoc electric.
- Nu scoateți adaptorul de alimentare din priză folosind cablul micro USB.
- Nu zdrobiți și nu îndoiți cablul micro USB, trageți-l peste obiecte cu margini ascuțite sau lăsați-l în jos și protejați-l de surse de căldură.
- Vă recomandăm ca cablul micro USB să fie complet desfăcut pentru a evita supraîncălzirea periculoasă.
- Dacă cablul micro USB sau adaptorul de alimentare al acestuia dispozitivul este deteriorat, trebuie eliminat. Vă rog contactați Serviciile Clienți sau vânzătorul cu amănuntul.
- Dacă dispozitivul este deschis, există riscul de electrocutare. Deconectarea de la rețeaua de alimentare este garantată numai dacă adaptorul este deconectat și micro Cablul USB nu are altă conexiune de alimentare.
- Modificarea dispozitivului sau a accesoriilor este interzisă
- Dacă dispozitivul a fost abandonat, expus la niveluri ridicate de umiditate sau a suferit orice alte pagube, nu trebuie să mai fie utilizat. Dacă aveți îndoieli, contactați Serviciile Clienți sau vânzătorul cu amănuntul.
- Nebulizatorul IH 58 poate fi utilizat numai cu atomizoare Beurer compatibile și cu accesoriile Beurer corespunzătoare. Utilizarea atomizatoarelor și a accesoriilor realizate de alte companii poate duce la un tratament mai puțin eficient și ar putea deteriora dispozitivul.
- Nu lăsați dispozitivul și accesoriile la îndemâna copiilor și animalelor de companie.

Important

- Întreruperile de curent, interferențele bruște sau alte condiții nefavorabile pot duce la devenirea dispozitivului inoperabil. Prin urmare, vă recomandăm să obțineți un dispozitiv sau medicație de înlocuire (aceasta din urmă ar trebui să fie conforma cu indicațiile medicului tău).
- Dacă aveți nevoie de un adaptor sau un cablu de extensie, acesta trebuie să îndeplinească cerințele de siguranță aplicabile: limita de putere și puterea maximă specificată pe adaptor nu trebuie depășită.

- Nu depozitați dispozitivul sau cablul de alimentare lângă surse de căldură.
- Nu folosiți dispozitivul într-o cameră în care un spray a fost folosit anterior. Aerisiți camera înainte de a efectua tratamentul.
- Nu folosiți niciodată dispozitivul dacă sună anormal.
- Din motive de igienă, este esențial să folosească fiecare utilizator accesorii proprii.
- Deconectați întotdeauna adaptorul de rețea de la dispozitiv după utilizare.
- Depozitați dispozitivul într-o locație protejată împotriva influențelor climatice. Dispozitivul trebuie să fie stocat în condițiile de mediu specificate.

Note generale

Important

- Dispozitivul trebuie utilizat doar: - Pe oameni
- În scopul pentru care este proiectat (aerosol inhalare) și în modul specificat în aceste instrucțiuni de utilizare.
- Orice formă de utilizare necorespunzătoare poate fi periculoasă.
- În caz de urgență acută, primul ajutor are prioritate.
- În afară de medicamente, utilizați numai apă distilată sau o soluție salină. Alte lichide pot cauza o defecțiune în nebulizator sau atomizor.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării comerciale sau clinice; este conceput exclusiv pentru auto-tratament într-o casa privată.

Înainte de utilizarea inițială

Important

- Îndepărtați toate materialele de ambalare înainte de a utiliza dispozitivul.
- Protejați dispozitivul împotriva prafului, murdăriei și umidității și nu acoperiți niciodată dispozitivul în timp ce este utilizat.
- Nu folosiți dispozitivul într-o zonă foarte prăfuită.
- Opriți dispozitivul imediat dacă este defect sau nu funcționează corect.
- Producătorul nu este responsabil pentru pagubele rezultate din utilizarea necorespunzătoare sau nepăsătoare.

Reparații

Notă

- În niciun caz nu trebuie să deschideți sau să reparați dispozitivul dvs., deoarece funcționalitatea fără defecte nu mai poate va fi garantată ulterior. Nerespectarea va rezulta în anularea garanției.
- Dispozitivul nu are întreținere.
- Pentru reparații, vă rugăm să contactați Serviciile Clienți sau un vânzător cu amănuntul autorizat.

Utilizare inițială

Configurarea dispozitivului

Scoateți dispozitivul din ambalaj.
Puneți dispozitivul pe o suprafață plană.

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată

Notă

- Curățați și dezinfectați atomizorul și accesorii înainte de a le utiliza pentru prima dată. Vedeți „Curățare și dezinfectare” la pagina 20.

- Conectați furtunul de aer comprimat la partea de jos a recipientul cu medicamente .

Pornirea nebulizatorului

Pentru a porni nebulizatorul, procedați după cum urmează:

- Conectați cablul micro USB inclus în livrare în portul micro USB de pe nebulizator. Conectați celălalt capăt al cablului micro USB în portul USB de pe rețeaua adaptor și introduceți adaptorul de alimentare în priză.
- Apăsăți butonul ON / OFF de pe nebulizator. Butonul ON / OFF luminează albastru. Nebulizatorul este acum operațional.

Operațiune

Important

- Din motive de igienă, este esențial să curățați atomizorul și accesorii după fiecare tratament și după ultimul tratament al zilei.
- Accesoriiile pot fi utilizate doar de către o singură persoană; utilizarea de către mai multe persoane nu este recomandată.
- Dacă tratamentul implică inhalarea mai multor medicamente unul după altul, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că atomizorul trebuie clătit sub apă caldă de la robinet urmând fiecare utilizare. Vedeți „Curățarea și dezinfectarea” la pagina 20.
- Vă rugăm să respectați notele privind schimbarea filtrului din aceste instrucțiuni de utilizare.
- Verificați dacă conectoarele furtunului sunt bine fixate la nebulizator și atomizor înainte de fiecare utilizare a dispozitivului.
- Înainte de utilizare, verificați dacă dispozitivul funcționează corect pornirea scurtă a nebulizatorului (împreună cu butonul atomizator conectat, dar fără medicamente). Dacă iese aer din atomizor, dispozitivul funcționează.

Introducerea insertiei atomizorului

- Deschideți atomizorul răsucind partea superioară în sensul invers acelor de ceasornic împotriva recipientului cu medicamente. Plasați introducerea atomizatorului în recipientul pentru medicamente.
- Asigurați-vă ca, conul pentru administrarea medicamentului se potrivește bine pe con pentru conducta de aer din interiorul nebulizatorului.

Umplerea atomizatorului

- Completați cu o soluție salină izotonică sau turnați medicamentul direct în recipientul cu medicamente. Evita supraumplerea. Cantitatea maximă recomandată de umplere este de 6 ml.
- Utilizați medicamente numai conform instrucțiunilor de către medicul dumneavoastră și întrebați despre perioada de inhalare corespunzătoare și cantitate pentru tine.
- Dacă cantitatea prescrisă de medicament este mai mică de 2 ml, adăugați acest lucru la cel puțin 2 ml cu soluție salină izotonică. Diluare este necesară și cu medicamente vâscoase. Tot aici, vă rugăm să respectați instrucțiunile medicului dumneavoastră.

Închiderea atomizorului

- Închideți atomizorul răducind partea de sus în sensul acelor de ceasornic împotriva recipientului cu medicamente. Asigurați-vă că, conexiunea este corectă.

Conectarea accesoriilor la atomizor

- Conectați atomizorul la accesoriul dorit (gură , mască pentru adulți, mască pentru copii sau nosepiece).

Notă

Cea mai eficientă formă de nebulizare este folosirea piesei bucale. Nebulizarea folosind o mască este recomandată numai dacă nu este posibilă utilizarea unei piese bucale (de ex. pentru copiii care încă nu sunt capabili să inhaleze medicamentele folosind un dispozitiv bucal). Dacă utilizați masca pentru adulți , o puteți asigura la cap cu cureaua de mască pentru adulți. Este de asemenea o curea pentru masca copiilor.

- Înainte de tratament, trageți atomizorul în susul suportului.
- Porniți nebulizatorul folosind comutatorul On / Off.
- Ceata pulverizată care se varsă din atomizator indică faptul că dispozitivul funcționează corect.

Tratament

- Când inhalezi, stai în poziție verticală și relaxat la o masă și nu într-un fotoliu pentru a evita comprimarea căilor respiratorii și, prin urmare, afectarea eficacității tratamentului.
- Respirați profund medicația atomizată.

Important

Dispozitivul nu este potrivit pentru funcționarea continuă; după 30 de minute de funcționare trebuie oprit timp de 30 de minute.

Notă

În timpul tratamentului, mențineți atomizorul drept (vertical), altfel atomizarea nu va funcționa și nu are defect funcționalitatea nu este garantată.

Important

Uleiuri esențiale, siropuri de tuse, soluții de gargare și picături pentru a fi utilizate ca un frecat sau într-o baie de aburi nu sunt în întregime improprie pentru inhalare folosind un nebulizator. Aceste completări sunt adesea vâscoase și pot afecta funcționarea corectă a dispozitivului și, prin urmare, eficacitatea aplicației pe termen lung. Pentru persoanele cu hipersensibilitate a sistemul bronșic, medicamentele care conțin uleiuri esențiale pot în anumite condiții să provoace un bronhospasm acut (o restricție bruscă asemănătoare crampelor bronhiilor cu scurtarea respirației). Consultați medicul sau farmacistul în legătură cu această problemă.

Oprirea inhalării

Odată ce ceata iese doar într-un debit neregulat sau dacă sunetul se schimbă la inhalare, puteți opri tratamentul.

- Opriți nebulizatorul după tratament folosind comutatorul On / Off și deconectați-l de la rețea.
- Puneți atomizorul în suportul său după tratament.

Curățare

Vedeți „Curățare și dezinfectare” .

Schimbarea filtrului

În condiții normale de funcționare, filtrul de aer trebuie înlocuit după aprox. 100 ore de funcționare sau un an. Vă rugăm să verificați regulat filtrul de aer (după 10-12 proceduri de nebulizare). Înlocuiți filtrul folosit dacă este foarte murdar sau înfundat. Dacă filtrul a devenit umed, trebuie de asemenea, să fie schimbat cu un filtru nou.

Important

- Nu încercați să curățați filtrul folosit și să-l reutilizați.
- Folosiți numai filtrul original al producătorului, altfel nebulizatorul dvs. poate fi deteriorat și nu se poate garanta un tratament eficient.
- Nu reparați și nu întrețineți filtrul de aer în timpul utilizării.
- Nu folosiți niciodată dispozitivul fără filtru.

Pentru a înlocui filtrul, procedați după cum urmează:

Important

- Opriți mai întâi dispozitivul și deconectați-l de la conducte.
 - Lăsați dispozitivul să se răcească.
1. Scoateți capacul filtrului spre partea din fata.

Notă

- Dacă filtrul rămâne în dispozitiv după ce capacul a fost eliminat, scoateți filtrul din dispozitiv, de ex. cu penseta
2. Introduceți din nou capacul filtrului cu un filtru nou.
 3. Asigurați-vă că este introdus în siguranță.

Curățare și dezinfectare

Atomizator și accesorii

Avertizare

Respectați următoarele instrucțiuni de igienă pentru a evita riscurile de sanătate.

- Atomizorul și accesoriiile sunt proiectate pentru utilizare multiplă. Vă rugăm să rețineți că diferitele domenii de aplicare implică cerințe diferite în ceea ce privește curățarea și prepararea igienică.

Note:

- Nu curățați atomizorul sau accesoriiile mecanic folosind o perie sau un dispozitiv similar, pentru ca se pot provoca daune ireparabile și va însemna că cele mai bune rezultate ale tratamentului nu mai pot fi garantate.
- Vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră în legătura cu cerințele suplimentare din punct de vedere al preparatului igienic necesar (îngrijirea mâinilor, manipularea soluțiilor de medicamente / inhalare) pentru grupuri cu risc ridicat (de exemplu, pacienți cu fibroză chistică).
- Asigurați uscarea completă după fiecare proces de curățare sau dezinfectare. Umiditatea reziduală sau umezeala poate reprezintă un risc crescut de creștere bacteriană.

Preparare

- Imediat după fiecare tratament, toate părțile atomizorului și accesoriiile utilizate trebuie curățate de medicații reziduale și contaminare.
- Pentru a face acest lucru, demontați atomizorul în părțile sale

individuale.

- Îndepărtați bucata , masca sau botul cu nasul din atomizor.
- Demontați atomizorul răsucind partea superioară în sensul acelor de ceasornic împotriva recipientului cu medicamente.
- Îndepărtați inserția atomizatorului din recipientul pentru medicație .
- Reasamblarea se face în ordine inversă.

Curatarea
Important

Dispozitivul trebuie să fie oprit, deconectat de la rețea și lăsat să se răcească de fiecare dată înainte de curățare.

Atomizorul și accesoriile utilizate, cum ar fi piesa bucală, masca etc. trebuie spălate cu apa fierbinte, dar nu oparita după fiecare utilizare.

Uscați piesele cu atenție folosind o cârpă moale. Puneți părțile din nou când sunt complet uscate și le așezați într-un loc uscat, sigilați recipientul sau dezinfecțați-le. Când curățați, asigurați-vă că orice reziduu este îndepărtat. Nu folosiți niciodată substanțe pentru curățare care ar putea să fie toxice dacă intra în contact cu pielea sau cu mucoasele sau dacă sunt înghițiți sau inhalați.

Folosiți o cârpă moale, uscată și produse de curățare care nu abrazive pentru a curăța dispozitivul.

Nu folosiți produse de curățare abrazive și niciodată nu scufundați dispozitivul în apă.

Important

- Asigurați-vă că nu intra apă în interiorul dispozitivului.
- Nu curățați dispozitivul sau accesoriile în mașina de spălat vase.
- Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude când este conectat și nu lăsați apa să se pulverizeze pe dispozitiv. Utilizați dispozitivul numai dacă este complet uscat.
- Dacă lichidul pătrunde în dispozitiv, acest lucru ar putea provoca pagube la electricitate sau alte piese nebulizante și duce la defectiune.

Condensarea, îngrijirea furtunului.

Condensarea se poate forma în furtun, în funcție de condiții ambientale. Este esențial să îndepărtați umiditatea pentru a preveni creșterea bacteriilor și pentru a asigura un tratament adecvat.

Pentru aceasta, procedați după cum urmează:

- Scoateți furtunul de aer comprimat din atomizor
- Furtunul trebuie să rămână conectat la nebulizator.
- Utilizați nebulizatorul până când umiditatea este îndepărtată de aerul care trece.
- În cazul unei contaminări puternice, înlocuiți furtunul.

Dezinfectare

Vă rugăm să observați cu atenție punctele de mai jos când dezinfectați atomizorul și accesoriile. Iti recomandam dezinfectarea zilnica a părților individuale după ultima utilizare ca măsură minimă. (Tot ce ai nevoie pentru asta este puțin oțet alb și distilat apă.)

- Mai întâi, curățați atomizorul și accesoriile descrise în secțiunea „Curățare”.
- Așezați nebulizatorul dezmembrat, dispozitivul bucal și nospiece în apă clocotită timp de cinci minute.
- Pentru accesoriile rămase, utilizați o soluție de oțet constând din ¼ oțet și ¾ apă distilată.

Face asigurați-vă că volumul este suficient pentru a scufunda complet piese, cum ar fi atomizorul, masca și dispozitivul bucal, în interior soluția.

- Lăsați părțile din soluția de oțet timp de 30 de minute.
- Clătiți părțile cu apă și uscați-le cu atenție o cârpă moale.

Important

Nu fierbeți și nu autoclavați furtunul de aer comprimat sau tubul măști.

- Puneți din nou piesele când sunt complet uscați și așezați-le într-un

recipient uscat și sigilat.

Notă

- Vă rugăm să vă asigurați că piesele sunt complet uscate după curățare, altfel riscul creșterii bacteriene este a crescut.
- Folosiți soluția de dezinfectare la rece, în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Uscare

- Puneți părțile individuale pe o suprafață curată, uscată și absorbantă și lăsați-le să se usuce complet (cel puțin 4 ore).

Durabilitatea materialelor

- La fel ca în cazul oricărei piese din plastic, atomizoarele și accesoriile lor sunt afectate de o anumită cantitate de uzură atunci când este utilizat și pregătit igienic în mod frecvent. În timp, acest lucru poate duce la o schimbare a aerosolului, ceea ce poate avea un efect negativ asupra eficienței tratamentului. Prin urmare, vă recomandăm să înlocuiți atomizatorul și alte accesorii după un an.
- Următorul punct trebuie să fie respectat atunci când selectați produsul de curățare sau dezinfectant: utilizați numai un produs blând produs de curățare sau dezinfectant în concentrație și volumul prescris de producător.

Depozitare

- Nu depozitați în condiții umede (cum ar fi în baie) și nu transportați cu obiecte umede.
 - Când depozitați și transportați, protejați-vă de prelungirea directă a razelor soarelui.
-
- Accesoriiile pot fi depozitate în siguranță în compartimentul accesoriu. Depozitați dispozitivul într-un loc uscat, ideal în ambalajul original.

Eliminarea

Din motive de mediu, nu aruncați dispozitiv în deșeurile menajere.

Vă rugăm să aruncați dispozitivul în conformitate cu Directiva CE - DEEE (deșeuri electrice și electronice Echipament). Dacă aveți întrebări, contactați autoritățile locale responsabile cu eliminarea deșeurilor.

Solutionarea problemelor

Problema/Intrebare	Cauza posibila/remediu
Atomizatorul produce prea puțin sau deloc aerosol	- Prea mult sau prea putina medicatie in atomizator.
	- Minim 2ml;
	- Maxim 6ml;
	Verificati duza pentru a nu avea blocaje. Curatati duza daca este necesar. Apoi incepeti sa foloziti aparatul din nou
Iesirea este prea mica	Atomizatorul nu este pozitionat vertical
	Medicamentul fluid nu este unul corespunzator. Acesta trebuie recomandat de medic
Iesirea este prea mica	Furtun înfundat, filtru înfundat, prea mult soluție de inhalare
Ce fel de medicamente sunt potrivite pentru inhalare?	Va rugam sa consultati medicul in legatura cu aceasta problema. De regula, toate medicamentele care sunt adecvate și aprobate pentru dispozitiv sunt potrivite pentru inhalare.

In atomizator se afla reziduu din solutie inhalata.	Acest lucru este normal si se datoreaza motivelor tehnice. Opriti inhalarea cand atomizatorul incepe sa produca sunete diferite.
Ce trebuie luat in considerare atunci cand aparatul este folosit cu sugari si copii?	In cazul sugarilor si a copiilor masca trebuie sa acopere gura si nasul pentru o inhalare eficienta In cazul copiilor, masca trebuie sa acopere atat nasul cat si gura. Nu este o idee buna, folosirea aparatului pe cineva care doarme, pentru ca astfel nu va ajunge suficienta medicatie la plamani. Nota: Inhalarea trebuie facuta doar sub supravegherea si asistenta unui adult, iar copilul nu trebuie lasat singur.
Inhalarea folosind masca dureaza mai mult	Acest lucru se datorează motivelor tehnice. Respirați mai puțină medicatie per respirație prin găurile măștii decât prin dispozitivul bucal. Aerosolul este amestecat cu aerul ambiental prin orificii.
De ce atomizatorul trebuie schimbat periodic ?	Există două motive pentru aceasta: 1. Pentru a asigura un spectru de particule eficient terapeutic, gaura duzei nu trebuie să depășească un anumit diametru. Datorită mecanicii și tensiunii termice, plasticul este supus unui anumit grad de afectare. Insertia atomizatorului este deosebit de sensibil. Acest lucru poate, de asemenea modifica compoziția picăturilor de aerosoli, care afectează direct eficacitatea tratamentului. 2. Schimbarea regulată a atomizorului este recomandată și pentru motive de igienă.
Este indicat ca fiecare persoana sa foloseasca propriul atomizator?	Da, acest lucru este absolut esential pentru motive de igiena.

Detalii tehnice

Tip: IH58

Dimensiuni (W x H x D): 110 x 62 x 47 mm

Greutate: 176g

Presiune de operare: Aprox. 0.25 pana la 0.5 bar

Volum atomizator: - Min. 2ml

- Max. 6 ml

Putere de atomizare: > 0,25 ml/min

Presiunea sunetului: Max. 45 dBA

Conexiune la retea - Intrare : 100 -240 V ` ; 50 – 60 Hz; 0.5 A

- Iesire: 5V; 2A

Durata de folosire asteptata: 400h

Conditii de functionare:

- Temperatura + 10 pana la 40 grade celsius

- Umiditate relativa: 10% pana la 95%

- Presiune ambienta: 700 – 1060 hPa

Depozitare si conditii de transport:

- Temperatura : - 20 pana la 60 grade celsius

- Umiditate relativa: 10% pana la 95%

- Presiune ambienta: 700 – 1060 hPa

Proprietati aerosol: 1) Livrare aerosol: 0.15 ml

2) Rata de livrare a aerosolului: 0.03 ml/min

3) Marimea particulei (MMAD): 4.12 um

Notă

Dacă dispozitivul nu este utilizat conform instrucțiunilor specificate, funcționalitatea perfectă nu poate fi garantată! Noi ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice pentru a îmbunătăți și a dezvolta produsul. Acest dispozitiv și accesoriile sale respectă standardele europene EN60601-1, EN60601-1-2 și EN13544-1 și sunt supuse unor precauții speciale în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică. Vă rugăm să rețineți că sistemele de comunicații HF portabile și mobile pot interfera cu acest dispozitiv. Mai multe detalii

pot fi solicitate de la Serviciile Clienți menționate adresa sau găsită la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare. Acest dispozitiv îndeplinește cerințele Directivei Europene 93/42 / CEE pentru dispozitivele medicale, precum și pentru cele din Medizinproduktegesetz (Legea germană privind dispozitivele medicale).